


*Best Products
Made by Professionals*



PRIME TECH
SURGICO

RHINOPLASTY INSTRUMENTS



Nizam Street, Kotli Behram, Sialkot, PAKISTAN

00923024305352 | 00923324456084

primetechsrg@gmail.com | prime.eyebauty.an@outlook.com

www.primetech-surgico.com

Skalpelle und Pinzetten
Scalpels and Forceps
Bisturís y pinzas
Bistouris et pinces
Bisturi e pinze

Skalpellgriff
 Scalpel handle
 Mango de bisturí
 Manche pour bistouris
 Manico per bisturi

Skalpello Klinge
 Scalpel blade
 Hoja de bisturí
 Lame de bistouris
 Lama per bisturi

Feine Pinzetten, anatomisch und chirurgisch
 Delicate forceps, dressing and tissue
 Pinzas finas, anatómicas y quirúrgicas
 Pincers délicates, anatomiques et chirurgicales
 Pinze delicate, anatomiche e chirurgiche



steril
 sterile
 estériles
 stériles
 sterili



01.27.07
 16,5 cm – 6½"
 no. 7

01.22.15
 # 15



06.20.62
 12 cm – 4¾"
Adson "HM"



06.23.12
 12 cm – 4¾"
Micro-Adson

Zähne
 Teeth
 Dientes
 Dents
 Denti



06.25.12
 12 cm – 4¾"
Adson-Brown



①



②



②



Verpackungseinheit "X" Stück
 Packing unit "X" pieces
 Paquete de "X" unidades
 Emballage de "X" pièces
 Confezione da "X" pezzi



Hartmetall
 Tungsten carbide
 Carburo de tungsteno
 Carbone de tungstène
 Carburo di tungsteno

Pinzetten, anatomisch
 Forceps, dressing
 Pinzas, anatómicas
 Pinces, anatomiques
 Pinze, anatomiche



06.45.20
 20 cm – 8"



07.30.16
 16 cm – 6¼"
Gruenwald


Gewebefasspinzette
 Tissue grasping forceps
 Pinza para agarrar tejidos
 Pince à saisir les tissus
 Pinza per afferrare tessuti



07.19.15
 15 cm – 6"
Nelson



③



③



Markierungs- und Messinstrumente
Marking and Measuring Instruments
Instrumentos para marcar y medir
Instrumenti à mesurer et marquer
Strumenti per marcare e misurare

Messzirkel
 Caliper
 Compás
 Compas
 Compasso



Federhalter und Feder
 Pen holder and pen
 Portapluma y pluma
 Porte-plume et plume
 Porta-piuma e piuma



Zur Markierung von Inzisionslinien auf der Haut und Schleimhaut.

For marking incision lines on the skin and mucous membrane.

Para marcar líneas de incisión en la piel y mucosa.

Pour le repérage des traits d'incision sur la peau et la muqueuse.

Per marcare le linee di incisione sulla cute e sulla mucosa.

20 mm



①

1:1

60.00.40
 8 cm – 3 1/8"
Castroviejo



44.90.70
 13 cm – 5 1/8"
Gubisch




②

1:1


44.90.72




①



①



②



Verpackungseinheit "X" Stück
 Packing unit "X" pieces
 Paquete de "X" unidades
 Emballage de "X" pièces
 Confezione da "X" pezzi



Messbereich
 Measuring range
 Campo de medición
 Etendue de mesure
 Campo di misura

Scheren
Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici

supercut plus

goldene Schraube, goldene Ringgriffe
golden screw, golden rings
tornillo dorado, anillos dorados
vis dorée, anneaux dorés
vite dorata, anelli dorati



"HM"

goldene Ringgriffe
golden rings
anillos dorados
anneaux dorés
anelli dorati



supercut

goldene Schraube
golden screw
tornillo dorado
vis dorée
vite dorata



- Messerschleiff und Mikroverzahnung
- Eingeschweißte Hartmetallschneiden
- Zusätzlicher Anschleiff einer Blattrückseite
- Knife edges and micro serration
- Welded tungsten carbide cutting edges
- Reduction of the transversal cut
- Hoja de bisturí y dentadura micro
- Hojas soldadas de carburo de tungsteno
- Reducción del corte transversal
- Aiguisement tranchant et dents micro
- Lames soudées d'un alliage de carbure de tungstène
- Coupe transversale réduite
- Affilatura a scalpello e dentellatura micro
- Lame saldate al carburo di tungsteno
- Riduzione del taglio trasversale



Scheren
Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici

Irisschere
 Iris scissors
 Tijera para iridectomía
 Ciseau à iridectomie
 Forbice per iridectomia



Feine Schere
 Delicate scissors
 Tijera fina
 Ciseaux délicat
 Forbice delicata



Besonders gut geeignet um die Dreieckknorpel vom Septum abzutrennen und um mit der Spitze das Perichondrium von den Dreieckknorpeln abzupräparieren, bevor diese als "spreader flaps" eingeschlagen werden.

Particularly suitable for separating the lateral nasal cartilage from the septum and for using the tip to dissect the perichondrium from the lateral nasal cartilages before folding these in as "spreader flaps".

Especialmente adecuado para separar los cartílagos triangulares del septo y, con la punta, diseccionar el pericondrio de los cartílagos triangulares antes de que estos se cierren como "spreader flaps".

Convient tout particulièrement pour détacher les cartilages triangulaires de la cloison nasale et pour préparer le périchondre des cartilages triangulaires au moyen de la pointe avant de replier ceux-ci comme "spreader flaps".

Particolarmente adatto per separare le cartilagini triangolari dal setto e per separare il pericondrio dalle cartilagini triangolari con la punta prima di chiuderle come "spreader flaps".



202.20.61

11,5 cm – 4½"

supercut plus



02.27.12


12 cm – 4¾"



①



①



①

Präparierschere
 Dissecting scissors
 Tijera para disección
 Ciseaux pour dissection
 Forbice per dissezione



Ideal für die Präparation sowohl des Weichgewebes als auch der Knorpelstrukturen.

Ideal for the preparation of soft tissue as well as cartilaginous structures.

Ideal para la disección de los tejidos blandos, así como de las estructuras cartilaginosas.

Idéal pour la préparation à la fois du tissu mou et des structures cartilagineuses.

Ideale per la preparazione del tessuto molle e delle strutture cartilaginee.



204.55.66

16 cm – 6¼"


Kelly-Gubisch

supercut plus

Präparierschere
 Dissecting scissors
 Tijera para disección
 Ciseaux pour dissection
 Forbice per dissezione




Auch als Fadenschere besonders bewährt.
 Also very proved as stitch scissors.
 También muy bien probada como tijera de sutura.
 Très éprouvé aussi comme ciseaux à sutures.
 Molto provata anche come forbice per sutura.




04.67.14

14 cm – 5½"


Reynolds (Jameson)



②



②



②




Scheren
Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici

Präparierscheren
 Dissecting scissors
 Tijeras para disección
 Ciseaux pour dissection
 Forbici per dissezione




Zum Schneiden von Knorpel.
 For cartilage cutting.
 Para cortar cartilagos.
 Pour couper le cartilage.
 Per tagliare cartilagine.



203.50.64
 14,5 cm – 5¾"
Mayo
supercut plus



203.51.67
 17 cm – 6¾"
Mayo
supercut plus



①

Präparierscheren
 Dissecting scissors
 Tijeras para disección
 Ciseaux pour dissection
 Forbici per dissezione



Für präzises, druckloses Gipschneiden.
 For precise, pressure-free plaster cutting.
 Para el corte preciso y sin presión del yeso.
 Pour une coupe précise et sans pression du plâtre.
 Per tagliare con precisione il gesso.




②

03.57.65

15 cm – 6"

Mayo-Stille
"HM"

Besonders geeignet zum Luxieren der Nasenflügelknorpel.
 Particularly well suited for dislocation of the lower nasal cartilages.
 Especialmente adecuado para la luxación de los cartilagos de las alas de la nariz.
 Convient en particulier pour luxer les cartilages des ailes du nez.
 Particolarmente adatto alla lussazione delle cartilagini alari del naso.



③


204.33.68

18 cm – 7 1/8"

Metzenbaum
supercut plus



②



②




③



Scheren
Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici

Chirurgische Schere
 Operating scissors
 Tijera quirúrgica
 Ciseaux chirurgicaux
 Forbice chirurgica




03.06.13

13 cm – 5 1/8"

Nasenseptumschere
 Nasal septum scissors
 Tijera para el tabique nasal
 Ciseaux pour cloison nasale
 Forbice per setto nasale



gezahnte Schneide
 serrated cutting edge
 hoja dentada
 lame dentelée
 lama dentellata



67.53.71


20 cm – 8"

Caplan

Rhinoplastikscheren
 Rhinoplasty scissors
 Tijeras para rinoplastía
 Ciseaux pour rhinoplastie
 Forbici per rinoplastica



Für Korrekturen an der Septumoberkante und der Dreiecksknorpel.
 For corrections on the upper edge of the septum and the trigonal cartilage.
 Para correcciones del borde superior del tabique nasal y del cartilago triangular.
 Pour corriger l'arête supérieure du septum et les cartilages triangulaires.
 Per correzioni al bordo superiore del setto nasale e delle cartilagini triangolari.



267.53.63

13 cm – 5 1/8"

Fomon
supercut plus



266.40.21

18 cm – 7 1/8"

Heymann
supercut




①



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche


Arterienklemmen
 Hemostatic forceps
 Pinzas hemostáticas
 Pinces hémostatiques
 Pinze emostatiche



15.58.15
 15 cm – 6"
Leriche



16.10.14
 14 cm – 5½"
Pean



①

Arterienklemmen
Hemostatic forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche




Zum Fassen der
Dreieckknorpel, um diese
unter Zug als "spreader
flaps" einzuschlagen.

For gripping the lateral
nasal cartilages to fold
them in under tension as
spreader flaps.

Para sujetar los cartílagos
triangulares y plegarlos
bajo presión como
"spreader flaps".

Permet de saisir les
cartilages triangulaires
pour replier ceux-ci
comme "spreader flaps".

Per afferrare le cartilagini
triangolari per chiuderle
sotto trazione come
"spreader flaps".



15.40.12
12,5 cm – 5"
Micro-Halsted



15.41.12
12,5 cm – 5"
Micro-Halsted




②




Nadelhalter
Needle Holders
Porta-agujas
Porte-aiguilles
Portaghi

Nadelhalter
 Needle holder
 Porta-agujas
 Porte-aiguilles
 Portaghi




Für feine Nadeln und Nahtmaterial (Stärke 5-0 und 6-0)
 For delicate needles and sutures (sizes 5-0 and 6-0)
 Para agujas finas y material de sutura (espesores 5-0 y 6-0)
 Pour aiguilles fines et matériel à suture fin (épaisseur 5-0 et 6-0)
 Per aghi fini e materiale per sutura (spessore 5-0 e 6-0)



10.12.61
 12,5 cm – 5"
Gubisch "HM"



10.20.65
 15 cm – 6"
Crile-Wood "HM"
(DeBakey "HM")



"HM"

Hartmetall
 Tungsten carbide
 Carburo de tungsteno
 Carbure de tungstène
 Carburo di tungsteno

Wundhaken
Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori

Hauthäkchen
 Skin hook
 Ganchito para piel
 Crochet à peau
 Uncino per pelle




Lidhalter
 Lid retractor
 Separador para párpados
 Releveur à paupières
 Elevatore per palpebre




Nasenflügelhäkchen
 Alar retractor
 Gancho para las alas de la nariz
 Crochet pour ailes du nez
 Divaricatore per alette nasali



20.35.01
 15 cm – 6"
Barsky



2
60.05.12
 14 cm – 5½"
Desmarres




67.20.07
 8 cm – 3⅛"
Gubisch-Kilner



③



④



④




**Wundhaken
Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori**

Nasenhaken
Nasal retractors
Separadores nasales
Ecarteurs nasaux
Divaricatori nasali



67.21.32
17 cm – 6¾"
Gubisch-Aufricht




67.21.33
17 cm – 6¾"
Gubisch-Aufricht



①



②



Wundhakenblatt, gewölbt
Retractor blade, curved
Hoja de separador, abovedada
Lame d'écarteur, courbée
Valva, convessa

Feine Wundhaken
 Delicate retractors
 Separadores finos
 Ecarteurs fins
 Divaricatori delicati



20.50.05
 17 cm – 6¾"
Joseph



20.52.10
 13 cm – 5⅛"
Guthrie

Besonders geeignet bei der offenen Rhinoplastik für die sehr empfindliche Lappenspitze.

Particularly suitable for open rhinoplasty on the highly sensitive flap end.

Especialmente adecuado para la rinoplastía abierta de la punta muy sensible del lóbulo.

Convient en particulier pour la rhinoplastie ouverte de la pointe lobaire très sensible.

Particolarmente adatto per gli interventi aperti di rinoplastica alla punta del lobo molto sensibile.



③



Hammer und Osteotom
Mallet and Osteotome
Martillo y osteotomo
Maillet et ostéotome
Martello e osteotmo

Hammer
 Mallet
 Martillo
 Maillet
 Martello



Ø = 45 mm

Ermöglicht gedämpfte und rückschlagsfreie Schläge mit präziser Führung.

Allows dampened and precisely guided impacts without resilience.

Permite golpes precisos, amortiguados y sin retroceso.

Permet des coups précis, amortis et sans recul.

Permette di effettuare colpi morbidi e privi di cotraccollo con una guida precisa.

①

27.10.32

26 cm – 10 1/4"

240 g

Osteotom
 Osteotome
 Osteotomo
 Ostéotome
 Osteotomo



3 mm

- ▶ Der Operateur orientiert sich mittels des lateralen Führungsdorns über die Meißelposition.
- ▶ Bevorzugte Anwendung für die laterale Osteotomie bei enoralem und endonasalem Zugang.
- ▶ Minimale Traumatisierung.

- ▶ The surgeon orientates the position of the chisel through the lateral guiding thorn.
- ▶ Preferred application for lateral osteotomy with enoral and endonasal access.
- ▶ Minimal traumatization.

- ▶ El cirujano se orienta mediante la espina de guía lateral para determinar la posición del cincel.
- ▶ Aplicación preferida para la osteotomía lateral con acceso intraoral e intranasal.
- ▶ Traumatización mínima.

- ▶ L'opérateur s'oriente par l'épine latérale de guidage pour déterminer la position du burin.
- ▶ S'utilise surtout pour l'ostéotomie latérale sous accès énorale et endonasal.
- ▶ Traumatisme minimal.

- ▶ Il chirurgo può determinare la posizione dello scalpello attraverso la spina da guida.
- ▶ Applicazione preferita per l'osteotomia laterale con accesso enorale ed endonasale.
- ▶ Traumatizzazione minimo.



Dorn
 Thorn
 Espina
 Epine
 Spina

67.33.03

19,5 cm – 7 3/4"

Fanous-Gubisch



①



NOVOTEX

Kunststoff (autoklavierbar bis 134°C bei 3 bar)
 Plastic (autoclavable up to 134°C at 3 bar)
 Materia plástica (autoclavable hasta 134°C bajo presión de 3 bar)
 Matière plastique (autoclavable à 134°C sous pression de 3 bars)
 Materia plastica (autoclavabile fino a 134°C sotto pressione di 3 bar)

Osteotome
 Osteotomes
 Osteotomos
 Ostéotomes
 Osteotomi



Ideal für die direkte transversale und laterale Osteotomie durch eine Stichinzision in die Haut.

Ideal for direct transversal and lateral osteotomies via a stab incision in the skin.

Ideal para la osteotomía transversal y lateral directa a través de una incisión en la piel con la punta del bisturí.

Idéal pour l'ostéotomie directe latérale et transversale par le biais d'une incision percutanée.

Ideale per l'osteotomia trasversale e laterale tramite un'incisione con la punta dell'osteotmo.

2 mm



Für ein besonders schonendes Arbeiten.

For a specifically gentle working.

Para un trabajo especialmente suave.

Pour un travail particulièrement soigné.

Per un lavoro particolarmente delicato.

3 mm



②

67.30.52

18,5 cm – 7 1/4"

Gubisch


67.30.53

18,5 cm – 7 1/4"

Gubisch



②



②



Aluminiumgriff mit verschleißfester Spezialbeschichtung
 Aluminium handle with wear resisting special coating
 Mango de aluminio con recubrimiento especial que evita el desgaste
 Manche en aluminium avec un revêtement spécial résistant à l'usure
 Manico in alluminio con rivestimento speciale resistente all'usura

**Meißel
Chisels
Cinceles
Ciseaux-burins
Scalpelli**

Meißel
Chisels
Cinceles
Ciseaux-burins
Scalpelli



Sehr flache Schnittkante - die eingestellte Osteotomieebene bleibt kontinuierlich erhalten und führt zu einer präzisen Durchtrennung.

Extremely flat cutting edge - the set osteotomy level is continuously retained, leading to precise detachment.

Borde de corte muy plano - el nivel de la osteotomía ajustado se mantiene en continuación y permite una separación precisa.


Arête de coupe très plate - le plan d'ostéotomie qui a été réglé demeure de façon continue et conduit à une séparation précise.

Spigolo tagliente molto piatto - si mantiene di continuo il livello prestabilito dell'osteotomia e porta ad una separazione precisa.

5 mm



12 mm



graduiert
graduated
graduada
graduée
graduato

①

67.30.15

18 cm – 7 1/8"

Cottle-Gubisch

②

67.30.22

18 cm – 7 1/8"

Cottle-Gubisch



Hohlschliff
Hollow cut
Vaciado hueco
Rectification en creux
Affilatura concava



①




②

Elevatorium
Elevator
Elevador
Elévateur
Elevatore



Saugelevatorium
Suction elevator
Elevador aspirador
Elévateur aspirateur
Elevatore aspiratore



26.29.07
20 cm – 8"
Langenbeck



67.15.98
18,5 cm – 7 1/4"
Haraldsson


Mit drehbarem Schlauchansatz und Bleistiftgriff für komfortables Arbeiten. Die gerundete Spitze verletzt nicht den Knorpel, ermöglicht aber eine präzise, subperichondrale Präparation.

With rotating tube connection and pencil grip for comfortable operation. The rounded tip does not damage the cartilage but enables a precise subperichondrial preparation.


Con empalme de tubo giratorio y mango en forma de lápiz para trabajar de forma más cómoda. La punta redondeada no daña el cartilago, pero permite una disección subpericondral precisa.

Avec embout de tuyau rotatif et manche crayon pour un travail confortable. La pointe arrondie n'endommage pas le cartilage, et permet une préparation sous-périchondrale précise.


Con attacco per tubo girevole e manico a matita per la massima comodità di lavoro. La punta arrotondata non danneggia la cartilagine, ma consente una precisa preparazione subpericondrale.



Schlauchansatz, drehbar
Tube connection, rotatable
Empalme de tubo, giratorio
Embout de tuyau, rotatif
Attacco per il tubo, girevole



③



③



Raspatorien
Raspatories
Legras
Rugines
Periostotomi

Raspatorien
 Raspatories
 Legras
 Rugines
 Periostotomi




Präparation des unteren
 Nasengangs, insbesondere
 wenn eine knöcherne Leiste
 den unteren Nasengang
 einengt.

Preparation of the lower nasal
 passage, especially if a bony
 ridge is restricting the lower
 nasal passage.

La preparación del conducto
 nasal inferior, especialmente
 cuando una cresta ósea lo
 oprime.


Préparation de la narine
 inférieure, tout particulièrement
 lorsqu'un rebord osseux réduit
 la narine inférieure.

Preparazione dell' meato nasale
 inferiore, in particolare quando
 una cresta ossea limita il meato
 nasale inferiore.



①

26.42.23
 15 cm – 6"
McKenty




①

26.42.24
 15 cm – 6"
McKenty



Beidseitig scharf.
 Sharp on both sides.
 Cortante de ambos lados.
 Tranchant des deux côtés.
 Tagliente da entrambe le parti.

26.35.01
 19 cm – 7½"
Freer



①

Raspatorium und Nasenzange
Raspatory and nasal forceps
Legra y pinza nasal
Rugine et pince nasale
Periostotomo e pinza nasale


Raspatorium
 Raspatory
 Legra
 Rugine
 Periostotomo




Siebbeinzange
 Ethmoid bone forceps
 Pinza para hueso etmoidal
 Pince pour os ethmoïdal
 Pinza per osso etmoidale




Präparation des Zugangs für die laterale Osteotomie.
 Preparation of the access for the lateral osteotomy.
 Disección del acceso de la osteotomía lateral.
 Dissection de l'accès pour l'ostéotomie latérale.
 Dissezione dell'accesso per l'osteotomia laterale.




26.42.05
 16 cm – 6¼"
Williger



66.28.03
 a = 12 cm – 4¾"
Weil-Blakesley



②




③



Nasenspekula
Nasal Specula
Espéculos nasales
Spéculums nasaux
Specoli nasali

Nasenspekula
 Nasal specula
 Espéculos nasales
 Spéculums nasaux
 Specoli nasali



①

67.03.52


13 cm - 5 1/8"

Cottle

②

66.08.59

14 cm - 5 1/2"

Killian

①



①



②

Pfriem und Chirurgische Handstücke
Awl and surgical hand pieces
Punzón y piezas de mano quirúrgicas
Poinçon et pièces à main chirurgicales
Punteruolo e manipoli chirurgici

Pfriem
 Awl
 Punzón
 Poinçon
 Punteruolo




Zum Perforieren der Spina Nasalis.
 For perforating the spina nasalis.
 Para perforar la espina nasal.
 Permet de perforer l'épine nasale.
 Per perforare la spina nasale.

Chirurgische Handstücke
 Surgical hand pieces
 Piezas de mano quirúrgicas
 Pièces à main chirurgicales
 Manipoli chirurgici



Mit Drehring-Spannzange und abnehmbarem Spülrohr
 With swivel chuck and dismantable irrigation tube
 Con cierre de anillo y tubo de irrigación desmontable
 Avec serrage à rotation et canule de lavage démontable
 Con chiusura ad anello girevole e tubo di lavaggio smontabile



③

67.16.70

16 cm - 6 1/4"

Daniel



63.45.11

11 cm - 4 3/8"



63.45.13

13 cm - 5 1/8"



③



Fräser mit Standard-Ansatz
Cutting Burrs with standard shank end
Fresas con talón estándar
Fraises avec embout standard
Frese con attacco standard

Fräser
 Cutting burr
 Fresa
 Fraise
 Frese



- ▶ Zur paramedianen Osteotomie und zum Perforieren der Spina nasalis anterior, um das Septum zu fixieren.
- ▶ Zum Perforieren der Lamina perpendicularis mit mehreren Bohrlöchern, wenn diese zur Stabilisierung von weichem Knorpel verwendet wird.
- ▶ For paramedian osteotomy and to perforate the anterior nasal spine to fix the septum.
- ▶ To perforate the perpendicular plate with multiple holes for stabilisation of the soft cartilage.
- ▶ Para la osteotomía paramediana y para perforar la espina nasal anterior a fin de fijar el tabique nasal.
- ▶ Para perforar la lámina perpendicular con varios orificios de taladro cuando éstos se utilizan para la estabilización de cartílago blando.
- ▶ Pour une ostéotomie paramédiane et une perforation de l'épine nasale antérieure pour fixer la cloison.
- ▶ Pour réaliser plusieurs perforations de la lame perpendiculaire lorsqu'il s'agit de stabiliser le cartilage souple.
- ▶ Per l'osteotomia paramediana e per la perforazione della spina nasale anteriore, per fissare il setto.
- ▶ Per la perforazione della lamina perpendicolare con diversi fori, se utilizzato per la stabilizzazione della cartilagine molle.

Fig. 3

Ø 1,4 mm




68.61.03
 45 mm
Lindemann



68.61.05
 44,5 mm
Lindemann



①



①



②



Fräser mit Standard-Ansatz
Cutting Burrs with standard shank end
Fresas con talón estándar
Fraises avec embout standard
Frese con attacco standard

Fräser
 Cutting burr
 Fresa
 Fraise
 Fresa



Walzenfräser
 Cutting burr, barrel style
 Fresa cilíndrica
 Fraise cylindrique
 Fresa a cilindro



Ø 1,4 mm



1:1

68.61.06
 70 mm
Lindemann

Ø 5 mm



③ 1:1

63.56.20
 70 mm


- ▶ Zum Ausdünnen von Knorpel und Knochen.
- ▶ Zur Biegung von Knorpel durch einseitiges Anschleifen.
- ▶ Zur Glättung des Nasenrückens nach einer Osteotomie.

- ▶ To thin out cartilage and bone.
- ▶ To curve cartilage by grinding on one side.
- ▶ To smooth the bridge of the nose after an osteotomy.

- ▶ Para la reducción de cartilagos y huesos.
- ▶ Para la flexión de cartilago mediante la rectificación unilateral.
- ▶ Para el alisado del dorso de la nariz después de una osteotomía.

- ▶ Pour amincir le cartilage et l'os.
- ▶ Pour courber le cartilage par un polissage unilatéral.
- ▶ Pour lisser le dos du nez après une ostéotomie.

- ▶ Per sfoltire cartilagine e ossa.
- ▶ Per curvare la cartilagine mediante levigatura su un solo lato.
- ▶ Per levigare il dorso del naso a seguito di un'osteotomia.



③



Standard-Ansatz
 Standard shank end
 Talón estándar
 Embout standard
 Attacco standard



Mukosamesser und Nasenraspeln
Mucosa Knife and Nasal Rasps
Cuchillo para mucosa y raspadores nasales
Couteau à muqueuse et râpes nasales
Coltello per mucosa e raspe nasali

Mukosamesser
 Mucosa knife
 Cuchillo para mucosa
 Couteau à muqueuse
 Coltello per mucosa



Handgriffe für Nasenraspeln
 Handles for nasal rasps
 Mangos para raspadores nasales
 Manches pour râpes nasales
 Manici per raspe nasali



Schlüssel
 Wrench
 llave
 Clé
 Chiave



Mukosamesser zur Präparation des Übergangs vom knorpeligen zum knöchernen Septum.

Mucosa scalpel for preparation of the transition from the cartilaginous to the bony septum.

Cuchillo de mucosa, para preparación de la transición del tabique cartilaginoso al tabique óseo.

Couteau à muqueuse pour la préparation de la transition entre le septum cartilagineux et le septum osseux.

Coltello per mucosa per la preparazione del passaggio dal setto cartilagineo al setto osseo.



①

66.52.10

16 cm – 6¼"

Freer

Zur Glättung der knöchernen Nasenpyramide.
 For smoothing the bony nasal pyramid.
 Para el aplanamiento de la pirámide nasal ósea.
 Pour égaliser la pyramide nasale osseuse.
 Per lo spianamento della piramide nasale ossea.



②

67.61.00

14 cm – 5½"




67.61.01


15 cm – 6"




67.61.03



①



①



①

Nasenraspeln
Nasal Rasps
Raspadores nasales
Râpes nasales
Raspe nasali

Raspeln
 Rasps
 Raspadores
 Râpes
 Raspe



“X-CHANGE” NASAL RASPS



67.61.10

1



67.61.11

2




67.61.12

3



67.61.13

4



67.61.14

5

“HM”



67.61.15

6



67.61.16

7



67.61.17

8



67.61.18

9



67.61.19

10

“HM”

Die sehr flachen Raspelblätter sind einzeln ersetzbar und gewährleisten auf effiziente Weise immer ein scharfes Instrument.

The very flat, individually replaceable rasp blades are an efficient way of always ensuring a sharp instrument.

Las hojas de la raspa muy planas pueden utilizadas por separado y garantizan de forma eficaz que se dispone siempre de un instrumento adecuadamente afilado.

Les lames de râpes sont interchangeables et disponibles à l'unité. Ce qui assure à l'instrument un parfait tranchant.

Le lame a raspa molto fine sono sostituibili singolarmente e garantiscono in modo efficace uno strumento sempre tagliente.



②



②



“HM”

Hartmetall
 Tungsten carbide
 Carburo de tungsteno
 Carbure de tungstène
 Carburo di tungsteno

Abbildungen: Maßstab 1:1
 Illustrations: scale of 1:1
 Ilustraciones: escala 1:1
 Illustrations: échelle 1:1
 Illustrazioni: scala 1:1

Knorpel- und Knocheninstrumente
Cartilage and Bone Instruments
Instrumentos para cartilago y huesos
Instruments à cartilage et os
Strumenti per cartilagine e ossa

Klemmen
 Forceps
 Pinze
 Pincers
 Pinze



Adaptiert sich besonders gut an das Transplantat.
 Adapts particularly well to the transplant.
 Se adapta muy bien al implante.
 Convient tout particulièrement pour les transplantations.
 Si adatta particolarmente bene al trapianto.


Zweischichtige Knorpeltransplantate können exakt miteinander vernäht werden. Die "Aiach-Gubisch"-Klemme fixiert das Transplantat auf seiner gesamten Länge gegeneinander und verhindert ein Verrutschen.

Double-layered cartilage transplants can be precisely sutured with one another. "Aiach-Gubisch" forceps fixes the transplant against the other along its entire length and prevents slipping.

Los trasplantes de cartilago de dos capas pueden suturarse de forma exacta entre sí. La pinza "Aiach-Gubisch", fija los trasplantes en toda su longitud uno contra otro y evita que se produzca un desplazamiento no deseado.

Les greffes de cartilage à deux couches peuvent être suturées les unes aux autres avec précision. La pince "Aiach-Gubisch" fixe la greffe sur toute sa longueur et évite tout glissement.


I trapianti di cartilagine a due strati possono essere suturati tra loro in modo esatto. La pinza "Aiach-Gubisch", fissa il trapianto per l'intera lunghezza, ed evita lo scivolamento.



①

67.58.42

16 cm – 6¼"

Aiach-Gubisch


②

67.58.44


16 cm – 6¼"

Aiach-Gubisch

flexibel
 flexible
 flexible
 flexible
 flessibile



①



②

Knorpel- und Knocheninstrumente
Cartilage and Bone Instruments
Instrumentos para cartílago y huesos
Instrumenti per cartilagine e ossa

Knorpelquetsche
 Cartilage crusher
 Trituradora de sustancia cartilaginosa
 Presse pour matière cartilagineuse
 Schiaccia-cartilagine



Durch adaptierten Druck entsteht ein flaches, flexibles Knorpelfließ welches vielfältig einsetzbar ist.

Due to an adapted pressure a flat, flexible cartilage transplant is obtained, which can be applied in various manners.

Mediante una presión adaptada se crea un tejido de cartilago plano y flexible el cual puede ser empleado de diversas maneras.

Une pression adaptée permet de créer un ruisseau de cartilage plat et flexible qui peut être posé variablement.

Mediante una pressione adeguata si crea un tessuto di cartilagine piano e flessibile, il quale può essere utilizzato in vari modi.



67.19.80
Gubisch

Knorpelschneidblöcke
 Cartilage cutting blocks
 Bloques para cortar cartílago
 Blocs pour couper le cartilage
 Blocchi per tagliare cartilagine



Der schwarze Kunststoff ergibt einen besonders guten Kontrast zum weißen Knorpel. Ideal wenn die Lamina perpendicularis als Splint verwendet und deshalb vielfach perforiert werden muss.

The black plastic provides particularly good contrast to the white cartilage. Ideal if the lamina perpendicularis is to be used as splint and has to be perforated multiple times for this purpose.

El material sintético negro logra un buen contraste con el cartilago blanco. Ideal cuando se emplea la lámina perpendicular como férula y, por tanto, debe perforarse múltiples veces.

Le plastique noir garantit un contraste particulièrement visible sur le cartilage blanc. Idéal lorsque la lame perpendiculaire est utilisée comme cheville et doit donc être perforée à plusieurs reprises.

La plastica nera offre un contrasto particolarmente evidente rispetto alla cartilagine bianca. Ideale quando la lamina perpendicolare viene usata come splint e pertanto dev'essere perforata più volte.



67.19.75
 87 x 55 x 12 mm
TEFLON




67.19.76
 85 x 55 x 10 mm
PPSU



③



④



⑤



Knorpel- und Knocheninstrumente
Cartilage and Bone Instruments
Instrumentos para cartilago y huesos
Instruments à cartilage et os
Strumenti per cartilagine e ossa

Septum-Quetschzange mit Schutzkappe
 Septal morselizer forceps with protective guard
 Pinza para aplastamiento del tabique nasal con caperuza protectora
 Pince pour aplatissement de la cloison nasale avec capuchon protecteur
 Pinza per schiacciare il setto nasale con cappuccio di protezione

Schutzkappe
 Protective guard
 Caperuza protectora
 Capuchon protecteur
 Cappuccio di protezione



Die Neutralisation der Knorpelspannung ermöglicht die Neukonturierung des Knorpels ohne Beeinträchtigung der Knorpelstruktur.

Neutralisation of tension in the cartilage permits recontouring of the cartilage without impairment to the cartilage structure.

La neutralización de la tensión del cartilago permite su nuevo contorneado sin afectar a la estructura del mismo.

La neutralisation de la tension du cartilage permet de refaire le contour du cartilage sans nuire à la structure cartilagineuse.

La neutralizzazione della tensione cartilaginea permette di definire un nuovo contorno della cartilagine senza comprometterne la struttura.



①

67.65.72

20 cm – 8"

Gubisch-Rubin "HM"

Die Schutzkappe kann je nach Bedarf auf das rechte oder linke Maulteil umgesteckt werden.

According to the requirements of operation, the cap may be placed either on the right or the left jaw.


En caso de necesidad, la caperuza protectora puede colocarse sobre la parte derecha o la parte izquierda de la boca de la pinza.

Selon le besoin, le capuchon protecteur se posera sur le mors droit ou sur le mors gauche.


Il cappuccio di protezione può essere applicato secondo il bisogno sul morso destro oppure sinistro.



1:1

67.65.71

①



①

"HM"

Hartmetall
 Tungsten carbide
 Carburo de tungsteno
 Carbure de tungstène
 Carburo di tungsteno

Koagulationselektrode (bipolar)
Coagulation Electrode (bipolar)
Electrodo de coagulación (bipolar)
Electrode pour coagulation (bipolaire)
Elettrodo per coagulazione (bipolare)

Koagulationselektrode (bipolar)
Coagulation electrode (bipolar)
Electrodo de coagulación (bipolar)
Electrode pour coagulation (bipolaire)
Elettrodo per coagulazione (bipolare)

Bipolare Anschlusskabel
Bipolar connecting cables
Cables de conexión bipolar
Câbles connecteurs bipolaires
Cavi di connessione bipolari




Zur Blutstillung im hinteren Anteil der Nasenmuschel.
For haemorrhage control in the rear section of the nasal concha.
Para cortar la hemorragia en la parte trasera del cornete nasal.
Pour l'hémostase dans la partie arrière du cornet nasal.
Per fermare le emorragie nella parte posteriore del turbinato.

Stecker für Geräte von:
Connector for apparatus of:
Enchufe para equipos de:
Fiche pour appareils de:
Attacco per apparecchi:




88.90.20
18,5 cm - 7 1/4"
Binner




88.00.20 3 m
88.00.21 5 m

ERBE
STORZ



88.00.22 3 m
88.00.27 5 m

U.S. Standard
ERBE ICC International



88.00.23 3 m
88.00.24 5 m

MARTIN
BERCHTOLD
AESCULAP
WOLF



Zusätzliches Instrumentarium
Additional equipment
Instrumental adicional
Instruments supplémentaires
Strumentario aggiuntivo

Halteklammer für ein HF-Kabel mit Knickschutz
Bracket for one HF cable with buckling resistance
Dispositivo para un cable HF con protección contra pliegues de cables
Dispositif pour câble HF avec protection contre plis de câble
Dispositivo per cavo ad alta frequenza con protezione antipiega



- ▶ Passend für Siebkörbe ab ½-Container
- ▶ Sicherheitsverschluss dient auch als Haltegriff
- ▶ Verwendbar für alle HF-Kabel
- ▶ Suitable for wire baskets starting from ½ container
- ▶ Safety lock may serve as handle
- ▶ Suitable for all HF cables
- ▶ Aptos para bandejas a partir de ½ contenedor
- ▶ Cierre de seguridad sirve también de mango
- ▶ Utilizable para todos los cables HF
- ▶ Approprié pour paniers à partir de ½ container
- ▶ Fermeur de sécurité utilisable comme manche
- ▶ Approprié pour tous types de câbles HF
- ▶ Adatto per cestelli da ½ container
- ▶ Chiusura di sicurezza utilizzabile anche come impugnatura
- ▶ Adatto a tutti i cavi ad alta frequenza



88.00.40
22,5 cm - 9"

Rundschalen (für Lösungen)
Round bowls (for solutions)
Cubetas (para soluciones)
Cupules rondes (pour solutions)
Bacinelle (per soluzioni)



40 × 20 mm	47.31.01	0,02 l
60 × 30 mm	47.31.02	0,06 l
80 × 40 mm	47.31.04	0,16 l
110 × 55 mm	47.31.06	0,40 l



①

Kornzangen
 Dressing forceps
 Pinzas para curaciones
 Pincers à pansements
 Pinze per medicazione



Zungenspatel
 Tongue spatula
 Espátula bucal
 Spatule buccale
 Abbassalingua



Tuchklemme
 Towel clamp
 Pinza de campo
 Pince à champ
 Pinza fissatele



19.09.17

17,5 cm - 7"



19.17.20

20 cm - 8"

Gross

18 mm



23 mm

72.00.18

18 cm - 7 1/8"

Buchwald



17.55.13

13 cm - 5 1/8"

Backhaus



PRIME TECH SURGICO

Manufacturer, Importer & Exporter of Surgical & Dental Instruments
 Nizam Street, Kotli Behram, Sialkot, PAKISTAN
 Contact: 00923024305352 | 00923324456084
 primetechsrg@gmail.com | prime.eyebauty.an@outlook.com
 www.primetech-surgico.com

*Best Products
Made by Professionals*



PRIME TECH
SURGICO

RHINOPLASTY INSTRUMENTS



PRIME TECH SURGICO

MANUFACTURER, IMPORTER & EXPORTER OF SURGICAL & DENTAL INSTRUMENTS

Nizam Street, Kotli Behram, Sialkot, PAKISTAN

00923024305352 | 00923324456084

primetechsrg@gmail.com | prime.eyebauty.an@outlook.com

www.primetech-surgico.com



ation tion


Almacenamiento y esterilización Rangement et stérilisation Magazzinaggio e sterilizzazione

Sterilgut-Container aus Aluminium
Aluminium container for sterilization
Contenedor de aluminio para la esterilización
Container en aluminium pour la stérilisation
Container in alluminio per sterilizzazione

Siebkörbe
Wire baskets
Cestillas
Paniers
Cestelli



Silber eloxiert, inkl. Papierfilter
Silver anodized, incl. paper filter
Contenedor anodizado de color plata con filtro papel
Couleur argent anodisé avec filtre de papier
Anodizzato color argento con filtro di carta



①

49.60.22

a × b × c

590 × 290 × 220 mm



Deckel gelocht / Boden ungelocht
Lid perforated / Bottom non-perforated
Tapa perforada / Fondo no perforado
Couvercle perforé / Fond non-perforé
Coperchio forato / Fondo non forato

**49.97.21**

510 × 255 × 50 mm

49.97.22

510 × 255 × 70 mm



①

**Lagerung
Stora**
**Almacenamiento y esterilización
Rangement et stérilisation
Magazzinaggio e sterilizzazione**

Silikonkuppenmatte
Silicone mat
Ester de silicona
Tapis en silicone
Tappeto di silicone



Tray für feine Instrumente
Tray for delicate instruments
Bandeja para instrumentos delicados
Cassette pour instruments délicats
Cassetta per strumenti delicati





Für eine schonende Aufbereitung und Lagerung von feinen und empfindlichen Instrumenten, wie z.B. mikrochirurgischen Instrumenten und feinen Häkchen.

For a careful sterilization and storage of fine and delicate instruments, for example micro surgery instruments and fine hooks.

Para un tratamiento cuidadoso y para el almacenamiento de instrumentos delicados como p.ej. micro instrumentos y ganchitos finos.


Pour une préparation et un stockage minutieux d'instruments fins et délicats, comme p.ex. des instruments microchirurgicaux et des crochets fins.

Per un trattamento ed immagazzinaggio accurato di strumenti delicati e fini, come p.e. strumenti per la microchirurgia ed uncini delicati.



49.97.82

467 × 240 mm



②

49.90.00

190 × 102 × 19 mm

mit Silikonmatte, stapelbar
with silicone mat, stackable
con estera de silicona, apilable
avec tapis en silicone, empilable
con tappeto di silicone, impilabile



②





Vista general del juego
Aperçu de boîte
Visione generale del set

Item number	Page	Description	Quantity
01.22.15	2	Scalpel blade · fig.15 · sterile · packing unit 100 pieces	1
01.27.07	2	Scalpel handle · no 7 · 16.5 cm	1
02.27.12	6	Delicate scissors · straight · 12 cm	1
03.06.13	7	Operating scissors · straight · sharp/blunt · 13 cm	1
03.57.65	9	MAYO-STILLE HM Dissecting scissors · curved · 15 cm	1
04.67.14	7	REYNOLDS JAMESON Dissecting scissors · curved · 14 cm	1
06.20.62	2	ADSON HM Delicate dressing forceps · 12 cm	1
06.23.12	2	MICRO-ADSON Delicate tissue forceps · 1 × 2 teeth · 12 cm	2
06.25.12	2	ADSON-BROWN Delicate tissue forceps · 7 × 7 teeth · 12 cm	1
06.45.20	3	Dressing forceps · 20 cm	1
07.19.15	3	NELSON Tissue grasping forceps · 15 cm	1
07.30.16	3	GRUENWALD Dressing forceps · 16 cm	1
10.12.61	14	GUBISCH HM Needle holder · fine · 12.5 cm	1
10.20.65	14	CRILE-WOOD HM (DeBakey HM) Needle holder · fine · 15 cm	1
15.40.12	13	MICRO-HALSTED Hemostatic forceps · straight · 12.5 cm	1
15.41.12	13	MICRO-HALSTED Hemostatic forceps · curved · 12.5 cm	1
15.58.15	12	LERICHE Hemostatic forceps · straight · 15 cm	1
16.10.14	12	PEAN Hemostatic forceps · straight · 14 cm	2
17.55.13	35	BACKHAUS Towel clamp · 13 cm	1
19.09.17	35	Dressing forceps · curved · 17.5 cm	1
19.17.20	35	GROSS Dressing forceps · curved · 20 cm	1
20.35.01	15	BARSKY Skin hook · 1 tooth · 15 cm	2
20.50.05	17	JOSEPH Delicate retractor · 2 teeth · 17 cm	2
20.52.10	17	GUTHRIE Delicate retractor · 2 teeth · sharp · 13 cm	1
26.29.07	21	LANGENBECK Elevator · 7 mm · 20 cm	1
26.35.01	22	FREER Raspatory · sharp/sharp · 5 mm · 19 cm	1
26.42.05	23	WILLIGER Raspatory · 5 mm · 16 cm	1
26.42.23	22	McKENTY Raspatory · 3 mm · 15 cm	1
• 26.42.24	22	McKENTY Raspatory · 4 mm · 15 cm	1
27.10.32	18	Mallet · made of Novotex plastic · Ø 45 mm · 240 g · 26 cm	1
44.90.70	4	GUBISCH Pen holder · 13 cm	1
44.90.72	4	Pen · for pen holder 44.90.70 · packing unit 10 pieces	1
47.31.01	34	Round bowl · 40 × 20 mm · 0.02 l	1
47.31.02	34	Round bowl · 60 × 30 mm · 0.06 l	1
47.31.04	34	Round bowl · 80 × 40 mm · 0.16 l	1
47.31.06	34	Round bowl · 110 × 55 mm · 0.4 l	1
49.60.22	36	MEDICONTAINER · silver anodized · with paper filter · 590 × 290 × 220 mm	1
49.90.00	37	Tray · with silicone mat · 190 × 102 × 19 mm	1
49.97.21	36	Wire basket · 510 × 255 × 50 mm	1
49.97.22	36	Wire basket · 510 × 255 × 70 mm	2
49.97.82	37	Silicone mat · 13 mm · 467 × 240 mm	3
60.00.40	4	CASTROVIEJO Caliper · measuring range 20 mm · 8 cm	1
60.05.12	15	DESMARRES Lid retractor · figure 2 · 14 cm	1
63.45.11	25	Surgical hand piece · with irrigation tube · 11 cm	1
• 63.45.13	25	Surgical hand piece · with irrigation tube · 13 cm	1
63.56.20	27	Cutting burr · style "BARREL" · Ø 5 mm · shank-Ø 2.35 mm · 70 mm	1
66.08.59	24	KILLIAN Nasal specula · figure 4 · 90 mm · 14 cm	1
66.28.03	23	WEIL-BLAKESLEY Ethmoid bone forceps · straight · 4.2 mm · 12 cm	1
66.52.10	28	FREER Mucosa knife · 16 cm	1
67.03.52	24	COTTLE Nasal specula · 50 mm · 13 cm	1



Vista general del juego
Aperçu de boîte
Visione generale del set

Item number	Page	Description	Quantity
67.15.98	21	HARALDSSON Suction elevator · Ø 3mm · 18.5 cm	1
67.16.70	25	DANIEL Spina nasalis awl · 16 cm	1
67.19.75	31	Cartilage cutting block made of Teflon	1
67.19.76	31	Cartilage cutting block made of PPSU	1
67.19.80	31	GUBISCH Cartilage crusher · 65 × 30 mm	1
67.20.07	15	GUBISCH-KILNER Alar retractor · 10 mm · 8 cm	1
67.21.32	16	GUBISCH-AUFRICHT Nasal retractor · 17 cm · 30 x 6/10 mm	1
• 67.21.33	16	GUBISCH-AUFRICHT Nasal retractor · 17 cm · 50 x 6/12 mm	1
67.30.15	20	COTTLE-GUBISCH Chisel · graduated · hollow cut · 5 mm · 18.5 cm	1
67.30.22	20	COTTLE-GUBISCH Chisel · graduated · hollow cut · 12 mm · 18.5 cm	1
67.30.53	19	GUBISCH Osteotome · with aluminium handle · 3 mm · 18.5 cm	1
• 67.30.52	19	GUBISCH Osteotome · with aluminium handle · 2 mm · 18.5 cm	1
67.33.03	18	FANOUS-GUBISCH Osteotome · with thorn · 4 mm · 19.5 cm	1
67.53.71	10	CAPLAN Nasal septum scissors · serrated cutting edge · 20 cm	1
67.58.42	30	AIACH-GUBISCH Forceps · 16 cm	1
• 67.58.44	30	AIACH-GUBISCH Forceps · 16 cm	1
67.61.00	28	Handle for nasal rasps · 14 cm	1
67.61.01	28	Handle for nasal rasps · double-ended · 14 cm	1
67.61.03	28	Wrench · for nasal rasp	1
67.61.11	29	HM Nasal rasps · figure 2	1
67.61.14	29	HM Nasal rasps · figure 5	1
• 67.61.10	29	HM Nasal rasps · figure 1	1
• 67.61.12	29	HM Nasal rasps · figure 3	1
• 67.61.13	29	HM Nasal rasps · figure 4	1
• 67.61.15	29	HM Nasal rasps · figure 6	1
• 67.61.16	29	HM Nasal rasps · figure 7	1
• 67.61.17	29	HM Nasal rasps · figure 8	1
• 67.61.18	29	HM Nasal rasps · figure 9	1
• 67.61.19	29	HM Nasal rasps · figure 10	1
67.65.71	32	Protective guard	1
67.65.72	32	GUBISCH-RUBIN HM Septal morselizer forceps · with protective guard · 20 cm	1
68.61.03	26	LINDEMANN Cutting burr · shank-Ø 2.35 mm · 45 mm	1
68.61.05	26	LINDEMANN Cutting burr · shank-Ø 2.35 mm · 44.5 mm · Ø 1.4 mm	1
68.61.06	27	LINDEMANN Cutting burr · shank-Ø 2.35 mm · 70 mm · Ø 1.4 mm	1
72.00.18	35	BUCHWALD Tongue spatula · 18 cm	1
88.00.20	33	Bipolar connecting cable · 3 m long · Ø round plug 12.5 mm	1
• 88.00.21	33	Bipolar connecting cable · 5 m long · Ø 12.5 mm	1
• 88.00.22	33	Bipolar connecting cable · 3 m long · Ø 4 mm	1
• 88.00.23	33	Bipolar connecting cable · 3 m long · Ø 8 mm	1
• 88.00.24	33	Bipolar connecting cable · 5 m long · Ø 8 mm	1
• 88.00.27	33	Bipolar connecting cable · 5 m long · Ø 4 mm	1
88.00.40	34	Bracket for one HF cable · with buckling resistance · 22.5 cm	1
88.90.20	33	BINNER Coagulation electrode · bipolar · 18.5 cm	1
202.20.61	6	SC Plus iris scissors straight · 11.5 cm	1
203.50.64	8	MAYO Dissecting scissors · supercut plus · straight · 14.5 cm	1
203.51.67	8	MAYO Dissecting scissors · supercut plus · curved · 17 cm	1
204.33.68	9	METZENBAUM Dissecting scissors · supercut plus · curved · 18 cm	1
204.55.66	10	KELLY Dissecting scissors · supercut plus · curved · 16 cm	1
266.40.21	11	HEYMANN Rhinoplasty scissors · supercut · 18 cm	1
267.53.63	11	FOMON Rhinoplasty scissors · supercut plus · angled downwards · 13 cm	1



Instrumente, optional
 Instruments, optional
 Instrumentos, opcional
 Instruments, optionnel
 Strumenti, opzionale



PRIME TECH
SURGICO

**PERFECTION
IN YOUR HANDS**
Meet the Manufacturer

CONTACT US

PRIME TECH SURGICO

Nizam Street, Kotli Behram, Sialkot, PAKISTAN

00923024305352 | 00923324456084

primetechsrg@gmail.com

prime.eyebauty.an@outlook.com

www.primetech-surgico.com